


RCP-200

小型リフローチェッカー


COMPACT REFLOW CHECKER



小型にもかかわらず高耐熱を実現！
高性能・高機能を持ち歩ける、
さらに進化した“コンパクトリフローチェッカー”です。

特長 RCP-200 は....


- 独自の高耐熱マイクロコネクタの採用により小型ながらも6ch測定を実現。
- コンパクトな設計のため、どこへでも高性能・高機能を持ち歩くことができます。
- 表面処理にゴールドカラーを採用し、より輻射熱をカット、高耐熱性をアシストします。
- 付属の専用冷却ユニットにより効率的に冷却します。
- パソコンに直接データ転送をするため、インターフェースユニットが不要です。



メモリーユニット外形寸法図



メモリーユニット (G-Six)



高耐熱マイクロコネクタ
荷重たわみ温度(1.8MPa)340℃

仕様

型式	RCM-G
測定温度範囲	0～300℃
測定点数	1～6ポイント
最大測定時間	0.5秒サンプリングで約90分（サンプリング周期0.05秒の場合約15分）※ 1
サンプリング周期	0.05秒、0.1秒、0.2秒、0.5秒、1.0秒、2.0秒、4.0秒、8.0秒 任意に設定可
温度精度	±2℃ ※ 2
入力	熱電対 JIS-K 110Ω以下
電源	リチウムイオン充電電池 A
外形寸法	200mm(W)×50mm(D)×15mm(H)
質量	約400g
PC入出力	USB（専用ケーブル使用）
温度解析プログラム	TMR-1 対応OS Windows7、8 (8.1)、10

※ 1 最大測定時間は耐熱性を考慮しない時間であり、リフロー炉内で測定できる時間ではありません。

※ 2 測定精度は熱電対の温度誤差は含んでいません。

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

※掲載の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

スパイラル粘度計
自動制御機器、理化学機器、電子医科機器

株式会社 マルコム

本 社：〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10
TEL 03(3320)5611 FAX 03(3320)5615
U R L：http://www.malcom.co.jp E-mail：sales@malcom.co.jp
湘南支社：〒257-0015 神奈川県秦野市平沢131-1
TEL 0463(85)3411 FAX 0463(85)3255

代 理 店